


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E-Cadherina/Cd324 De Ratón Para Fc - P09803

Número de artículo: CM0011841



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de conejo anti-E-cadherina (CD324) de ratón para citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular para la tinción de superficies nativas, apto para estudios de adhesión celular y epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-E-cadherina/CD324 de ratón
Observaciones/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	999
GeneID (Ratón)	12550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-369 de la E-cadherina/CD324 de ratón (NP_033994.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P09803
Peso de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo