


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E-Cadherina/Cd324 De Ratón Conjugado Con Para Fc - P09803

Número de artículo: CM0006034



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la E-Cadherina/CD324 de ratón, validado para citometría de flujo. Se une específicamente a la E-Cadherina de ratón sin reactividad cruzada reportada. Ideal para investigación en adhesión de células epiteliales y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-E-Cadherina/CD324 de ratón
Observaciones/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	999
GeneID	12550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-369 de la E-Cadherina/CD324 de ratón (NP_033994.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P09803
Peso Molecular de la Proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo