

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón F4/80 Para Citometría De Flujo - Q61549

Número de artículo: CM0005701

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra F4/80 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para identificar macrófagos en poblaciones de células inmunitarias de ratón. Específico para ratón. Peso molecular ~102 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Ratón F4/80
Observaciones/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	2015
ID de Gen	13733
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-644 de F4/80 de ratón (NP_034260.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo