

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón FcγRI/Cd64 - P26151

Número de artículo: CM0012575

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra FcγRI/CD64 de ratón, validado para citometría de flujo. Detecta CD64 de ratón, un receptor clave en la inmunidad innata y adaptativa mediada por IgG. Adecuado para estudios de macrófagos de ratón, este anticuerpo permite una caracterización inmune precisa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón FcγRI/CD64
Observaciones/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγmaRI
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2209
GeneID (Ratón)	14129
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-297 de FcγRI/CD64 de ratón (NP_034316.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P26151
Peso Molecular de la Proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo