

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fcγri/Cd64 De Ratón Para Fc - P26151

Número de artículo: CM0009625

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FcγRI/CD64 de ratón validado para citometría de flujo (FC). Específico para CD64 de ratón, un receptor Fc de IgG de alta afinidad presente en macrófagos. Conjugado con para detección directa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FcγRI/CD64 de ratón
Observaciones/Alias	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2209
GeneID	14129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-297 de FcγRI/CD64 de ratón (NP_034316.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P26151
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo