

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón FcγRI/Cd64 Para Fc - P26151

Número de artículo: CM0005812

Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón FcγRI/CD64 para citometría de flujo (FC). Detecta el receptor de alta afinidad para la región Fc de IgG en macrófagos, esencial para la investigación de la inmunidad innata y adaptativa. Adecuado para estudios de inmunología en ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón FcγRI/CD64
Observaciones/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2209
GeneID	14129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-297 del FcγRI/CD64 de ratón (NP_034316.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P26151
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo