

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fcγri/Cd64 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P26151

Número de artículo: CM0009768

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad conjugado con contra FcγRI/CD64 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la identificación de macrófagos en estudios de inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-FcγRI/CD64 de ratón conjugado con |
| Observaciones/Alias | CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI                            |
| Especie             | Ratón                                                |
| GenelD (humano)     | 2209                                                 |
| GenelD              | 14129                                                |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                |
| Origen              | Conejo                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                             |
| Aplicación          | FC                                                   |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                |
| SWISS               | P26151                                               |
| Peso de la proteína | 44 kDa                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                       |