

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-FcγRI/Cd64 De Ratón Para Citometría De Flujo - P26151

Número de artículo: CM0005241

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra FcγRI/CD64 de ratón, validado para citometría de flujo. Este receptor de IgG de alta afinidad es específico de macrófagos y desempeña funciones clave en la inmunidad innata y adaptativa. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FcγRI/CD64 de ratón
Observaciones/Alias	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	2209
ID de gen	14129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-297 de FcγRI/CD64 de ratón (NP_034316.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (CF)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P26151
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo