

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Flt3/Cd135 Para Fc - Q00342

Número de artículo: CM0010647

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Flt3/CD135 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para la investigación de la diferenciación de células madre y progenitoras hematopoyéticas y células dendríticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón Flt3/CD135
Observaciones/Alias	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	2322
ID de gen	14255
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q00342
Peso proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo