


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Foxp3 De Ratón Para Fc (Intracelular) - Q99Jb6

Número de artículo: CM0011969



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FOXP3 de ratón para citometría de flujo intracelular. Reacciona con FOXP3 de ratón (scurfin), un regulador transcripcional esencial para el desarrollo de las células T reguladoras (Treg). Validado para muestras de ratón. - Q99JB6

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FOXP3 de ratón
Observaciones/Alias	sf; JM2; scurfín
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	50943
ID del gen	20371
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Foxp3 de ratón (NP_473380.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q99JB6
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo