

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón H-2Kd/H-2Dd Para Fc - P01902 / P01900

Número de artículo: CM0010340



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a moléculas de clase I del MHC de ratón H-2Kd/H-2Dd. Validado para citometría de flujo, adecuado para la investigación en inmunología sobre presentación de antígenos y respuestas inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón H-2Kd/H-2Dd
Observaciones/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Especie	Ratón
GeneID	14972/14964
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-301 del H-2Kd/H-2Dd de ratón (NP_612564.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01902/P01900
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo