


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón I-A Para Fc - P14483

Número de artículo: CM0012374



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el antígeno de clase II del MHC de ratón I-A (H-2I), validado para citometría de flujo. Específico para ratón, adecuado para la investigación inmunológica sobre presentación de antígenos e inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón I-A mAb
Observaciones/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb e I-Ek aloantígenos de clase II del MHC; Ia Ag; MHC II
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	474382
GeneID	14961
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-219 del H2-Ab1 de ratón (NP_996988.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P14483
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo