

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Icos/Cd278 Para Citometría De Flujo - Q9Wvs0

Número de artículo: CM0008609

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra ICOS/CD278 de ratón, específicamente validado para citometría de flujo. Reacciona con ratón. Ideal para estudiar la coestimulación de células T, respuestas inmunitarias e interacciones entre células T y B. UniProt: Q9WVS0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón ICOS/CD278
Observaciones/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Especie	Ratón
GeneID (Ratón)	54167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-142 de ICOS/CD278 de ratón (NP_059508.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22KDa
Envío	Bolsa de hielo