

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Icos/Cd278 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q9Wvs0

Número de artículo: CM0006177

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra ICOS/CD278 de ratón, validado para citometría de flujo. Un receptor coestimulador crítico para las respuestas de células T y el cambio de clase de anticuerpos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón ICOS/CD278 conjugado con
Observaciones/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Especie	Ratón
GenelD (humano)	29851
GenelD	54167
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9WVS0
Peso proteico	22KDa
Envío	Bolsa de hielo