

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Icos/Cd278 Para Citometría De Flujo - Q9Wvs0

Número de artículo: CM0010145

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al ICOS/CD278 de ratón para citometría de flujo. Detecta un receptor coestimulador clave de células T involucrado en las respuestas inmunitarias. Reacciona de forma cruzada con ratón. Peso proteico ~22 KDa. Q9WVS0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón ICOS/CD278
Observaciones/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	29851
GeneID (Ratón)	54167
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-142 del ICOS/CD278 de ratón (NP_059508.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9WVS0
Peso proteico	22 KDa
Envío	Bolsa de hielo