

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Icos/Cd278 Para Citometría De Flujo - Q9Wvs0

Número de artículo: CM0004867

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a ICOS/CD278 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la coestimulación de linfocitos T, las respuestas inmunitarias y las interacciones entre linfocitos T y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón ICOS/CD278
Observaciones/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	29851
ID gen	54167
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-142 de ICOS/CD278 de ratón (NP_059508.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9WVS0
Peso de proteína	22KDa
Envío	Bolsa de hielo