

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ifn-Gamma De Ratón Para Fc (Intra) - P01580

Número de artículo: CM0010520

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para interferón gamma de ratón (IFNG, P01580). Diseñado para citometría de flujo intracelular, reacciona de forma cruzada con ratón y respalda la investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-IFN-gamma de ratón
Observaciones/Alias	Ifg; If2f; IFN-g
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3458
GeneID	15978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-155 del IFN-gamma de ratón (NP_032363.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01580
Peso Molecular de la Proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo