

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P01580

Número de artículo: CM0012349

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IFN-gamma de ratón conjugado con para citometría de flujo intracelular. Específico para IFN-gamma de ratón, este anticuerpo respalda la investigación inmunológica y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IFN-gamma de ratón
Observaciones/Alias	lfg; If2f; IFN-g
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3458
GeneID	15978
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-155 del IFN-gamma de ratón (NP_032363.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01580
Peso Proteico	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo