

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgA De Ratón (Fc)

Número de artículo: CM0004996

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la IgA de ratón (región Fc). Diseñado para citometría de flujo intracelular (FC). Validado en muestras de ratón con inmunógeno recombinante que abarca los aminoácidos 99-344. Ideal para la investigación de inmunidad mucosal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgA de ratón (Fc)
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-344 de la IgA de ratón
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo