

Conejo Anti-Ratón IgA (Fc) Anticuerpo Monoclonal

Número de artículo: CM0004781

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta calidad que reconoce específicamente la región Fc de la IgA de ratón. Ideal para citometría de flujo intracelular (FC intra) en estudios de inmunología e inmunidad de mucosas. Material primario para IVD confiable de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón IgA (Fc) mAb
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-344 de la IgA de ratón
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo