


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgE De Ratón Para Fc - P06336

Número de artículo: CM0005253



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la IgE de ratón. Adecuado para citometría de flujo intracelular. Reacciona específicamente con la IgE de ratón. Peso molecular aproximadamente 47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb Conejo Anti-IgE de Ratón
Observaciones/Alias	IGHE, Región C de la cadena epsilon de Ig
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 83-421 de la IgE de ratón (P06336)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06336
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo