


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ige De Ratón Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P06336

Número de artículo: CM0011739



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región constante de la cadena pesada de IgE de ratón. Validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para detectar linfocitos B y plasmocitos que expresan IgE en modelos murinos de alergia e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgE de ratón
Notas/Alias	IGHE, región constante de la cadena épsilon de Ig
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 83-421 de la IgE de ratón (P06336)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06336
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo