


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgE De Ratón Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P06336

Número de artículo: CM0008960



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la región constante de la IgE de ratón (P06336). Validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para estudiar la inmunidad mediada por IgE en enfermedades alérgicas y parasitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgE de ratón
Observaciones/Alias	IGHE, región C de la cadena epsilon de la Ig
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 83-421 de la IgE de ratón (P06336).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06336
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo