


Conejo Anti-Ratón IgG1 Mab Para Fc - P01868

Número de artículo: CM0011425



Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón IgG1 para citometría de flujo. Inmunógeno de proteína recombinante, específico para IgG1 de ratón. Ideal para el desarrollo de ensayos de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón IgG1 mAb
Observaciones/Alias	IgG1
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-324 de la IgG1 de ratón (P01868)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01868
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo