


Conejo Anti-Ratón IgG1 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P01868

Número de artículo: CM0009721



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de IgG1 de ratón. Validado para citometría de flujo (FC) con muestras de ratón. Ideal para la detección específica de isotipo en investigación inmunológica y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón IgG1 mAb
Observaciones/Alias	IgG1
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-324 de IgG1 de ratón (P01868)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01868
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo