


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IgG1 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P01868

Número de artículo: CM0006003



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón IgG1 conjugado con de alta afinidad para citometría de flujo (FC). El inmunógeno recombinante se dirige a la región constante, validado para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón IgG1 conjugado con
Observaciones/Alias	IgG1
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-324 de IgG1 de ratón (P01868)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01868
Peso Molecular	36kDa
Envío	Bolsa de hielo