

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igg2B De Ratón Para Fc - P01867-2

Número de artículo: CM0008741

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la IgG2b de ratón (Igh-3). Validado para citometría de flujo (FC) con muestras de ratón. Ideal para el perfil inmunitario y la detección de isotipos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgG2b de ratón
Observaciones/Sinónimo	IgG2b, Igh-3, gamma2b
Especie	Ratón
GenelD	16016
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 14-113 de la IgG2b de ratón (P01867-2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01867-2
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo