

Mab De Conejo Anti-Igm De Ratón - P01872

Número de artículo: CM0010872



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena pesada de IgM de ratón. Validado para la detección por citometría de flujo (FC) de linfocitos B que expresan IgM de ratón, apoyando la investigación sobre inmunoglobulinas e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgM de ratón
Observaciones/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de la IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo