

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgM De Ratón Para Fc - P01872

Número de artículo: CM0011759



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-IgM de ratón para citometría de flujo (FC), dirigido a la región constante de IgM (Igh6). Reacciona con ratón. Ideal para inmunofenotipado de células B e investigación de inmunidad humoral. CamelBio suministra materias primas para IVD validadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-IgM de ratón
Observaciones/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de IgM de ratón (P01872).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso molecular de la proteína	50kDa/53kDa
Envío	Bolsa de hielo