

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgM De Ratón Para Fc - P01872

Número de artículo: CM0009835



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgM de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo (FC) en ratón. El inmunógeno recombinante abarca los aminoácidos 105-454 de la región constante de la cadena pesada de IgM (P01872). Ideal para inmunofenotipado de células B e investigación de inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-IgM de ratón
Observaciones/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso proteico	50kDa/53kDa
Envío	Bolsa de hielo