

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm De Ratón Para Citometría De Flujo - P01872

Número de artículo: CM0004874



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante pesada de IgM de ratón (P01872), validado para citometría de flujo. Ideal para inmunofenotipado de células B, estudios de respuesta inmune e investigación de inmunidad mucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-IgM de Ratón
Observaciones/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo