

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm De Ratón Para Citometría De Flujo - P01872

Número de artículo: CM0004306



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región constante pesada de IgM de ratón (P01872) para citometría de flujo. Específico para ratón, permite estudios de linfocitos B e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgM de ratón
Notas/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Especie	Ratón
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 105-454 de la IgM de ratón (P01872)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P01872
Peso proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo