


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón IL-12 P40 Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P43432

Número de artículo: CM0010852



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la p40 de IL-12 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Reconoce la subunidad p40 común a IL-12 e IL-23, reguladores clave de la inmunidad y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón IL-12 p40
Observaciones/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3593
GeneID	16160
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-335 de la IL-12 p40 de ratón (NP_001290173.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43432
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo