

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Il-13 De Ratón Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P20109

Número de artículo: CM0005602

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la interleucina-13 (IL-13) de ratón. Diseñado para citometría de flujo intracelular, apto para estudios sobre inflamación alérgica, señalización de citocinas y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-13 de ratón
Observaciones/Alias	Il-13
Especie	Ratón
GenelD (humano)	3596
GenelD	16163
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P20109
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo