

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-13 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - P20109

Número de artículo: CM0004134

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la IL-13 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Reacciona con la citoquina de ratón de 14 kDa implicada en la inflamación alérgica y la respuesta inmune. Ideal para investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo anti-IL-13 de Ratón
Observaciones/Alias	IL-13
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3596
GeneID	16163
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-131 de la IL-13 de ratón (NP_032381.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P20109
Peso Molecular de la Proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo