

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL-17A De Ratón Para Citometría De Flujo - Q62386

Número de artículo: CM0011344

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la IL-17A de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Reconoce la citocina de 18 kDa, adecuada para investigaciones sobre Th17 e inmunidad innata en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL-17A de ratón
Observaciones/alias	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3605
GeneID	16171
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de la IL17A de ratón. (NP_034682.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62386
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo