

Conejo Anti-Ratón IL-9 Mab - P15247

Número de artículo: CM0004923



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la interleucina-9 de ratón (IL-9, P40) para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras de ratón, se dirige a una citocina clave Th2 involucrada en la respuesta inmune y la diferenciación de células cebadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón IL-9 mAb
Observaciones/Alias	P40; IL-9
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3578
ID de Gen	16198
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-114 de la IL-9 de ratón (NP_032399.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15247
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo