

Mab De Conejo Anti-Ratón IL1R1/Cd121A Conjugado Con - P13504

Número de artículo: CM0008246

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IL1R1/CD121a de ratón. Validado para citometría de flujo (CF). Reacciona específicamente con el receptor tipo 1 de IL-1 de ratón. Ideal para estudios inmunológicos y neuroinflamatorios.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón IL1R1/CD121a
Notas/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3554
GeneID	16177
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-338 de IL1R1/CD121a de ratón (NP_032388.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13504
Peso proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo