

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL1R1/Cd121A De Ratón Para Citometría De Flujo - P13504

Número de artículo: CM0010088

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el receptor de interleucina-1 tipo 1 (IL1R1/CD121a) de ratón para citometría de flujo. Validado en muestras de ratón. Ideal para investigación sobre señalización de IL-1 y estudios inmunológicos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alfa                                                              |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 3554                                                                                                                                       |
| GeneID              | 16177                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-338 de IL1R1/CD121a de ratón (NP_032388.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                      |
| SWISS               | P13504                                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 67kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |