

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL22 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9Jjy9

Número de artículo: CM0009621



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para IL-22 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular (FC intra). Ideal para investigación sobre señalización de citocinas, regeneración de tejidos y respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IL22 de ratón
Observaciones/Alias	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	50616
ID del gen (Ratón)	50929
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9JJY9
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo