

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL22 De Ratón Para Citometría De Flujo Intracelular - Q9Jjy9

Número de artículo: CM0009506



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IL22 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Ideal para investigar la regeneración epitelial mediada por IL-22, la función de barrera y las respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-IL22 de Ratón
Observaciones/Alias	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	50616
GeneID	50929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-179 de IL22 de ratón (NP_058667.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9JJY9
Peso Molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo