

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A De Ratón Para Fc - Q3V3R4

Número de artículo: CM0011060

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-integrina alfa 1/CD49a de ratón conjugado con para citometría de flujo. Reconoce el receptor de laminina/colágeno implicado en la adhesión celular y la regulación del crecimiento. Reacciona con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Integrina alfa 1/CD49a de ratón
Observaciones/Alias	Via1; CD49A; E130012M19Rik
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	3672
ID gen	109700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la integrina alfa 1/CD49a de ratón (NP_001028400.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3V3R4
Peso de la proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo