

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Integrina Alfa 2/Cd49B De Ratón Para Cf - Q62469

Número de artículo: CM0008013

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad conjugado con contra la Integrina alfa 2/CD49b de ratón (DX5, GPIa). Validado para citometría de flujo, dirigido contra el receptor de colágeno implicado en la adhesión y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Integrina alfa 2/CD49b de ratón conjugado con
Observaciones/alias	DX5; GPIa; CD49B
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	3673
ID del gen (ratón)	16398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 168-366 de la Integrina alfa 2/CD49b de ratón (NP_032422.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62469
Peso de la proteína	129 kDa
Envío	Bolsa de hielo