

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Integrina Alfa 2/Cd49B Para Citometría De Flujo - Q62469

Número de artículo: CM0012642

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la Integrina alfa 2/CD49b de ratón (DX5, GPIa, CD49B). Validado para citometría de flujo (FC). La integrina alfa-2/beta-1 es un receptor de colágeno involucrado en la adhesión celular y la organización de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-ratón Integrina alfa 2/CD49b
Observaciones/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3673
GeneID (Ratón)	16398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-366 de la Integrina alfa 2/CD49b de ratón (NP_032422.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q62469
Peso Proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo