

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Integrina Alfa 2/Cd49B Para Citometría De Flujo - Q62469

Número de artículo: CM0009174

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se une específicamente a la integrina alfa-2/CD49b de ratón, validada para citometría de flujo. Reconoce un receptor de colágeno crucial para la adhesión celular y la función plaquetaria. Adecuado para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón Integrina alfa 2/CD49b
Observaciones/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3673
GeneID	16398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 168-366 de la integrina alfa 2/CD49b de ratón (NP_032422.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62469
Peso proteico	129kDa
Envío	Bolsa de hielo