

Conejo Anti-Ratón Jam-1/Cd321 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - O88792

Número de artículo: CM0004681



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al JAM-1/CD321 de ratón (UniProt O88792). Diseñado para citometría de flujo, este anticuerpo ayuda en la investigación de uniones estrechas, trans migración de leucocitos y activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón JAM-1/CD321 mAb
Observaciones/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	50848
GeneID	16456
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-242 del JAM-1/CD321 de ratón (NP_766235.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	O88792
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo