

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Jam-1/Cd321 Para Citometría De Flujo - O88792

Número de artículo: CM0008138



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra JAM-1/CD321 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce la molécula de adhesión de unión A de 32kDa implicada en la formación de uniones estrechas y la trans migración de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón JAM-1/CD321
Observaciones/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	50848
GeneID	16456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-242 del JAM-1/CD321 de ratón (NP_766235.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O88792
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo