

Conejo Anti-Ratón Ki67 Mab - E9Pvx6

Número de artículo: CM0008343

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad que se dirige al Ki67 de ratón, conjugado a . Validado para citometría de flujo intracelular, un marcador de proliferación esencial para la investigación del ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Ratón Ki67 mAb
Observaciones/Alíase	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	4288
GeneID	17345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1816-2163 del Ki67 de ratón (NP_001074586.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	E9PVX6
Peso proteico	351kDa
Envío	Bolsa de hielo