

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ki67 De Ratón Para Citometría De Flujo (Intracelular) - E9Pvx6

Número de artículo: CM0012258

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra Ki67 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. Detecta el marcador de proliferación de 351 kDa Ki-67 en muestras de ratón. Ideal para estudios del ciclo celular y proliferación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ki67 de ratón
Observaciones/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	4288
ID de gen	17345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1816-2163 de Ki67 de ratón (NP_001074586.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	E9PVX6
Peso de la proteína	351 kDa
Envío	Bolsa de hielo