


Conejo Anti-Ratón Lamp1/Cd107A Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P11438

Número de artículo: CM0004936



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón LAMP1/CD107a conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a una glucoproteína de membrana lisosomal implicada en la autofagia, la citotoxicidad de las células NK y la metástasis. Inmunógeno recombinante correspondiente a los aminoácidos 208-363.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón LAMP1/CD107a mAb
Observaciones/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3916
GeneID (Ratón)	16783
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 208-363 de LAMP1/CD107a de ratón (NP_034814.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo